

Hematokrīta centrifūga HC-240

APRAKSTS

Liela ātruma galdā centrifūga hematokrīta noteikšanai ar bezsuku motoru. Pie 16'060 g sedimentācija tiek pabeigta tikai nedaudz vairāk kā 6 minūtēs.

HC-240 centrifūga ietver segmentētu hematokrīta rotoru 24 kapilāriem. Ar segmentēto hematokrīta rotoru katram kapilāram ir sava kamera. Ja saplīst kapilārs, fragmenti paliek šajā kamerā vai segmentā, neietekmējot citus kapilārus.

Rotora vāks pilda arī vērtēšanas diska funkcijas.

Hematokrīta vērtību var nolasīt no vāka/vērtēšanas diska uzreiz pēc centrifugēšanas.

Vadība un atainojums

- Centrifugēšanas laikā tiek norādītas parametru faktiskās vērtības
- Centrifūgas ātrumu un darbības laiku var mainīt dažādiem lietojumiem
- Ātruma displejs RPM vai RCF
- Aprg./min(RPM) ievade no 200 līdz 10 000 ar soli 10, sākot no 10 000 līdz maksimālajam ātrumam ar soli 100
- RCF ievade no 200 līdz 10 000 ar soli 1, sākot no 10 000 līdz maksimālajam ātrumam ar soli 10
- Laiks t/min: 1 - 99 min. ar soli 1 min.,
- Laiks t/s: 1 - 59 s. ar soli 1 s,
- Nepārtraukta darbība
- Bremžu līmenis, ko var izvēlēties starp ātru un lēnu
- Impulsa poga: īsām centrifugēšanas darbībām
- Vāka atvēršanas poga

Drošība

- Vāka bloķēšanas un turēšanas ierīce
- Vāka avārijas atvēršana
- Vāka aizdare no metāla
- Nelīdzsvarotības izslēgšana
- Dziļa metāla rotora kamera (liets alumīnijs), lai droši novietotu rotoru

Dizains

- Gluds plastmasas korpuss, viegli tīrāms
- Metāla vāks
- Dziļa metāla rotora kamera

[Uzzināt vairāk](#)

