

PDS-250, Solución de descontaminación de ADN/ARN 10l

DESCRIPCIÓN

La contaminación es especialmente problemática en la técnica de la PCR, muy sensible. Procedente de fragmentos aerosolizados, el ADN contaminante puede dar lugar a una contaminación cruzada, dando lugar a datos inexactos y por tanto a análisis interpretados erróneamente.

La solución de descontaminación **PDS-250** ahora disponible en envases de 10 l -**PDS-10L**. Úselo para rellenar convenientemente sus botellas de spray **PDS-250**.

PDS es una solución lista para su uso para eliminar ADN y ARN de superficies antes de la preparación de reacciones de PCR. El ADN/ARN se elimina a los pocos segundos de su uso. La solución contiene un tensioactivo y un agente no alcalino y no carcinogénico. **PDS** está previsto para un uso en campanas de PCR y en campanas de flujo laminar (p. ej. **UVT-S-AR**), dispositivos de laboratorio (**Biomagpure 12**, **TS-100**), pipeteadores (**pipetas de la serie Assist**), etc.

Beneficios - Muy eficaz

PDS es eficaz frente a ADN y ARN de amplicones, plasmídico o genómico de la mayor parte de las superficies, con excepción de metales ligeros o no ferrosos (p. ej. aluminio, cobre, plomo, níquel, estaño, titanio, zinc, etc.).

PDS es un producto listo para su uso para eliminar ADN y ARN de las superficies adecuadas. Descontaminación rápida y fácil; el uso de **PDS** antes y después del análisis de PCR es rápido, fácil e ideal para mantener un área de trabajo limpia, ahorrando tiempo y gastos.

PDS es resistente al calor y estable durante varios años

Uso recomendado: Aplicable únicamente en investigación y en la industria. No recomendado para aplicaciones clínicas. Utilizar conforme a las instrucciones. **PDS** puede aplicarse al vidrio, cerámica, plástico, caucho, acero y metales preciosos. **PDS** no puede utilizarse para la limpieza de metales ligeros o no ferrosos. Para evitar daños o decoloración, se recomienda hacer pruebas puntuales en superficies sensibles antes de su uso.

ESPECIFICACIONES

Volumen	10 l
---------	------



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-040107-FK

PDS-10L, Solución de descontaminación de ADN/ARN, 10 L



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Gabinete de PCR

La cabina **UVC/T-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Gabinete de PCR

La cabina **UVC/T-M-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Gabinete de PCR

La cabina **UVT-B-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Gabinete de PCR

La cabina **UVT-S-AR** para PCR está diseñada para crear un entorno limpio y libre de contaminación para la configuración de PCR y otros flujos de trabajo relacionados con ácidos nucleicos. ...

[Leer más](#)



PDS-250
BS-040107-DK
Solución de descontaminación de ADN/ARN

Solución de descontaminación de ADN/ARN.