

# MSV-3500, Multi Speed veida Vortekss

**Basic Plus**  
Product Class

## APRAKSTS

Universālais vortekss **MSV-3500** ir paredzēts reaģentu saudzīgai vai intensīvai samaisīšanai dažādu tipu un izmēru plastmasas mēģenēs (no 0.2 līdz 50 ml)..

Tas ir paredzēts life-science laboratorijām, kas darbojas bioķīmijas, šūnu vai molekulārās bioloģijas jomā.

Aparātā tiek piedāvāti četri (4) nomaināmu platformu veidi: Ependorfa tipa mēģenēm un 10/15/50 ml mēģenēm ar diametru 12/16/30 mm. Aparātu var iegādāties kā bez platformām, tā arī kopā ar visām platformām.

Vortekss **MSV-3500** ir aprīkots ar šķidro kristālu displeju, kas vienlaicīgi attēlo divas vērtību rindas: ātruma un laika iestatītās un reālās vērtības.

Pateicoties lielam platformas maksimālajam rotācijas ātrumam, aparāts efektīvi samaisa paraugus mikro apjomos (tilpums mazāks par 5 µl).



## SPECIFIKĀCIJA

Apgrīzīumu regulēšanas diapazons	300–3500* rpm  *Maks. apgr. ir atkarīgi no slodzes
Digitāla laika iestatīšana	0–60 min / nepārtraukti
Taimera skaņas signāls	+
Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks	8 st.
Displejs	LCD, 2 x 16 simboli
Maksimālā slodze	0.2 kg
Orbitas diametrs	4 mm
Gabarītmēri (PxDxA)	180x170x145 mm
Svars	2.6 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 1 A / 12 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

## KAT. NUMURS

<b>With all 4 platforms included</b>	Ar visām 4 platformām
<b>BS-010210-TAH</b>	230VAC 50/60Hz Euro plug
<b>BS-010210-TAK</b>	230VAC 50/60Hz UK plug, 230VAC 50/60Hz AU plug, 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
<b>Without platform</b>	Bez platformas
<b>BS-010210-AAH</b>	230VAC 50/60Hz Euro plug
<b>BS-010210-AAK</b>	230VAC 50/60Hz UK plug, 230VAC 50/60Hz AU plug, 120VAC 60Hz US plug
<b>BS-010210-IK</b>	IQ OQ dokuments
<b>BS-010210-JK</b>	PQ dokuments



**SV-16/8**  
BS-010210-CK  
platforma

16/8/8 mikromēģenēm ar  
diametru 11/8/6 mm  
(1.5/0.5/0.2 ml).



**SV-10/10**  
BS-010210-BK  
platforma

10 mēģenēm ar diametru 12  
mm (10 ml).



**SV-8/15**  
BS-010210-DK  
platforma

8 mēģenēm ar diametru 16 mm  
(15 ml)



**SV-4/30**  
BS-010210-AK  
platforma

4 mēģenēm ar diametru 30 mm  
(50 ml)