

Bio TDB-100, Sausā bloka termostats



APRAKSTS

Bio TDB-100 ir kompakts, viegli lietojams termostats mikromēģenēm. Tas ir speciāli izstrādāts ilgstošai inkubēšanai dažādās temperatūrās. Universālais alumīnija bloks ir pielāgots trīs populārāko veidu mikromēģenēm.

Vienlaicīga uzstādītās un aktuālās temperatūras indikācija.

Bloka ietilpība:

- 24 x 2/1.5 ml;
- 15 x 0.5 ml;
- 10 x 0.2 ml; mikromēģenes.



SPECIFIKĀCIJA

Temperatūras iestāšanās diapazons	+25°C ... +100°C
Temperatūras kontroles diapazons	5°C virs apkārtējās ... +100°C
Temperatūras iestāšanās solis	0.1°C
Temperatūras stabilitāte	±0.1°C
Temperatūras viendabīgums pie +37°C	±0.1°C
Temperatūras kalibrācijas koeficienta diapazons	0.936 ... 1.063 (± 0.063)
Bloka ietilpība	24x2/1.5 ml + 15x0.5 ml + 10x0.2 ml mikromēģenes
Bloka diametrs / dziļums	Ø 130 mm / 45 mm
Digitāla laika iestāšana	1 min – 96 st. /nepārtraukti (solis 1 min)
Taimera skaņas signāls	+
Displejs	LCD, 2x16 simboli
Gabarītmēri (PxDzxA)	210x230x115 mm
Svars	2.8 kg
Jauda (230V)	200 W (870 mA)
Barošana	230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz

KAT. NUMURS

With built-in block	Ar iebūvētu bloku
BS-010412-AAA	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010412-AAB	230VAC 50/60Hz UK plug
BS-010412-AA3	230VAC 50/60Hz AU plug
BS-010412-AAC	100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010412-AK	IQ OQ dokuments
BS-010412-BK	PQ dokuments