

JB Nova, nemoišošo digitālu ūdens vannu sērija

APRAKSTS

Grant produktu kvalitāte un uzticamība ir izveidojusi Grant kompāniju par pasaules vadošo ūdens vannu ražotāju.

- Set and Forget™ tehnoloģija - ātra uzsīšana, uzticama temperatūras kontrole
- Vienkārši lietojami vadības elementi, skaidrs, spilgts ekrāns
- 3 gadu garantija
- Ekrāna bloķēšana - atslēdz priekšējā paneļa vadību
- Drenāžas ventilis (ne 5 L versijai), pamatne un vāks ir iekļauti komplektācijā
- Aizsardzība pret sausu startu un izžūšanu - novērš dārgu remontu nepieciešamību



SPECIFIKĀCIJA

Vannas tilpums	5 / 12 / 18 / 26 L
Temperatūru diapazons	ambient +5 to 95°C
Displeja izšķirtspēja un temperatūras iestatīšanas solis	0.5°C
Temperatūras stabilitāte (DIN 12876) pie 70°C	±0.5°C
Lietotāja definēts kalibrēšanas punkts	1
Barošana	120 vai 230 V

KAT. NUMURS

JB N5	230VAC 50/60Hz Euro plug
JB N5 US	120VAC 50/60Hz US plug
JB N12	230VAC 50/60Hz Euro plug
JB N12 US	120VAC 50/60Hz US plug
JB N18	230VAC 50/60Hz Euro plug
JB N18 US	120VAC 50/60Hz US plug
JB N26	230VAC 50/60Hz Euro plug
JB N26 US	120VAC 50/60Hz US plug