

Assistboy, pipešu dozators

APRAKSTS

Assistboy pipešu dozators ir paredzēts šķidrumu dozēšanai lietojot mērpipetes (seroloģiskās pipetes). Tas strādā kopā ar plašu stikla un plastikāta pipešu klāstu tilpumos no 0.5 ml līdz 100 ml. Divi izdalīšanas režīmi ļauj izvēlēties izdalīšanas intensitāti atkarībā no lietotāja vajadzībām. Izvēlētie pipetēšanas režīmi tiek attēloti dozatora displejā.



DROŠS UN EFEKTĪVS

- Aizsargāts ar PTFE filtru, kas pasargā no šķidrumu nokļūšanas ierīcē
- Autoklavējams filtrs, pipetes turētājs un pipešu turētāj uzgalis
- UV noturīgs korpuss, drošai sterilizācijai
- Jaudīgs, videi draudzīgs Ni-MH akumulators, nodrošina daudzu stundu nepārtrauktu darbību
- LCD displejs rāda baterijas uzlādes līmeni

ĀTRUMA UN DARBA REŽĪMA MAIŅA

- Funkciju pogas ātruma un darba režīma maiņai ir ērti sasniedzamas.
- Papildus, darbības ātruma kontrole ir regulējama ar spiediena jūtīgām pogām.

KOMFORTS

- Derīgs stikla un plastikāta mērpipetēm tilpumos no 0.5ml līdz 100 ml
- Ergonomisks rokturis
- Ērts vadības pogu izvietojums
- Funkcionāls lādēšanas statīvs

KAT. NUMURS

BS-010521

100-240VAC universālais barošanas bloks