

MagSorb-16, magnētiskais statīvs manuālai nukleīnskābju izdalīšanai

APRAKSTS

Biosan piedāvā pilnu nepieciešamo instrumentu klāstu lai izmantotu dažādu ražotāju magnētisko daļiņu ekstrakcijas kompleksus un atbilst visprasīgāko lietotāju vēlmēm.

Viens no šīs produktu līnijas pamatelementiem ir **MagSorb-16** magnētiskais statīvs uz kura var vienkārši uzstādīt līdz pat 16 vienreizlietojamajām mēģenēm (1.5-2 ml). Sistēma sastāv no sekojošām detaļām: magnētiskais statīvs un mēģeņu turētāji.

Daudzi ražotāji piedāvā plašu nukleīnskābju izdalīšanas, izmantojot magnētiskās daļiņas, komplektu klāstu, bet tie visi izmanto līdzīgu ekstrakcijas principu. Katrs magnētisko daļiņu ekstrakcijas solis ir svarīgs, tāpēc būtiski ir izvēlēties pareizo aprīkojumu efektīvai nukleīnskābju izdalīšanai.



SPECIFIKĀCIJA

Vietu skaits statīvā	16
Mēģeņu tilpums	1.5 - 2 ml
Mēģeņu ražotājs	Eppendorf or equivalent

KAT. NUMURS

BS-010601 MagSorb-16, magnētiskais statīvs un mēģeņu turētāji