

Centrifūga MC-24

APRAKSTS

Vadība un atainojums

- Centrifugēšanas laikā tiek norādītas parametru faktiskās vērtības
- Ātruma displejs RPM vai RCF
- Apg. /min(RPM) ievade no 200 līdz 10 000 ar soli 10, sākot no 10 000 līdz maksimālajam ātrumam ar soli 100
- RCF ievade no 200 līdz 10 000 ar soli 1, sākot no 10 000 līdz maksimālajam ātrumam ar soli 10
- Laiks t/min: 1 - 99 min. ar soli 1 min.,
- Laiks t/s: 1 - 59 s. ar soli 1 s,
- Nepārtraukta darbība
- Bremžu līmenis, ko var izvēlēties starp ātru un lēnu
- Impulsa poga: Tsām centrifugēšanas darbībām
- Vāka atvēršanas poga

Drošība

- Vāka bloķēšanas un turēšanas ierīce
- Vāka avārijas atvēršana
- Motora pārkaršanas aizsardzība
- Automātiska rotora nelīdzsvarotības noteikšana.
- Dzelzs metāla rotora kamera (liets cinks), lai droši novietotu rotoru

[Uzzināt vairāk](#)

