

5Y.PM sērijas, Precīzijas svāri

APRAKSTS

Ātri un stabili mērījumi

Nepieciešama tikai sekunde, līdz svāri parāda galīgo mērījumu rezultātu.

Smagas kravas svēšana ar augstu precizitāti

Uz PM svāru lielās svēšanas pannas varat nosvērt 120 kg slodzi ar 0,2 g nolāsāmību un nepārspējamu atkārtojamību.

Minimālā ekscentricitātes kļūda visā diapazonā

PM svārus var izmantot, lai noteiktu neregulāras formas detaļu masu ar smaguma centru, kas ir ievērojami nobīdīts no svēšanas pannas ass.

Parametru stabilitāte laikā un pēc transportēšanas

Pārdomāts mehāniskā konstrukcija, kas ļauj uzturēt pareizus metroloģiskos parametrus pēc transportēšanas un neskatoties uz ilgstošu un intensīvu lietošanu.

Svēšanas virsmas izmēri pielāgoti svēšanas precizitātei

Nosveriet ar augstāko nolāsāmību 0,01 g uz 200 x 185 mm svēšanas virsmas un ar nolāsāmību 0,2 g uz 500 x 400 mm svēšanas virsmas.

Digitālais svēšanas auditors

Nodrošina, lai jūsu svāri būtu gatavi lietošanai. Tas nodrošina gaisa ietekmes kompensāciju reāllaikā. Turklāt tas informē par nepieciešamību veikt svāru pārbaudi vai periodisku svāru precizitātes un jutīguma auditu.

10 collu displejs

Lielāks ekrāns — 10 collas — nozīmē vairāk informācijas vienuviet. Jaunajā ELLIPSIS terminālī jūs redzēsiet līdz 3 ekrāniem, logrikiem, diagrammām, statusiem, piezīmēm, ērtu mērījumu vēsturi.

Bezkompromisa lietotāja verifikācija

Svāri pārbaudīs lietotāju, izmantojot paroli, RFID karti, pirkstu nospiedumu lasītāju, sejas atpazīšanas mehānismu vai jebkuru to kombināciju.

Gaismas signāli — novatorisks veids, kā svāri sazinās ar lietotāju

Gaismas krāsa informēs par statusu, procesa rezultātiem, procedūrām vai brīdinājumiem.

Savienojamība

Lietojiet svārus jebkurā ar tiem savienotajā ierīcē. Tas var būt viedtālrunis, planšetdators vai dators.

RFID

ELLIPSIS darbojas ar RFID kartēm, kuras var izmantot, lai datubāzē marķētu jūsu produktus vai sastāva sastāvdaļas. Tās var arī izmantot, lai identificētu lietotāju.

Live Note — pierakstiet savas piezīmes

Šī ir pirmā reize, kad mērījumu sērijai vai procedūras atskaitei varat pievienot balsi piezīmi. Ja vēlaties to pierakstīt, ELLIPSIS ļauj pievienot teksta piezīmi.

Ērta bibliotēka

Šeit var atrast jaunāko mērījumu sēriju vai ziņojumu, kas ir gatavs digitālajam parakstam saskaņā ar 21 CFR 11. daļu.

Logriki



Gatavs jebkurā brīdī parādīt to, kas jums visvairāk nepieciešams.

21 CFR 11. daļa

Vai jūs strādājat farmācijas nozarē? Vai jums ir nepieciešams elektroniskais paraksts?

Mēs piedāvājam laboratorijas svarus, kas kā atsevišķa ierīce pilnībā atbilst 21 CFR Part 11 / EU GMP pielikuma 11 prasībām.

- Pilna datu drošība
- Elektroniskie paraksti
- Validācija
- Elektroniskie ieraksti
- Izsekojamība

[Uzzināt vairāk](#)