

MA.X7.A sērijas, Mitruma analizators

APRAKSTS

X7 sērijas mitruma analīzatoru galvenās iezīmes:

- Automātiska žāvēšanas kameras atvēršana un aizvēršana, izmantojot pogu vai klātbūtnes sensorus.
- 7" kapacitatīvs krāsu skārienpaliktnis
- Mūsdienīgs interfeiss
- Nesarežģīta, intuitīva darbība
- Programmējams displejs
- Žāvēšanas profili (standarta, maigi, pakāpeniski, ātri)
- GLP/GMP izdrukas-atskaites
- Atkārtojamas un pielāgotas lietojumprogrammas
- Darba optimizācija, pateicoties halogēnu lampu izmantošanai

Komunikācijas saskarnes

Mitruma analizatoram ir vairākas sakaru saskarnes: RS 232, USB-A, USB-B, Interneta ports un bezvadu savienojums.

Datu bāzes

Mitruma analizatora informācijas sistēma ir balstīta uz 8 datu bāzēm, kas nodrošina daudzu lietotāju darbību ar daudziem produktiem, un reģistrētie svēršanas rezultāti var tikt pakļauti tālākai analīzei.

Rezultāti

Rezultāti, kas iegūti, izmantojot mitruma analizatoru (žāvēšanas procesa gala rezultāts):

- % M – masas zudums %; parāda masas izmaiņas, kas reģistrētas žāvēšanas procesā, izteiktas procentos,
- % D – kaltešanas procesā iegūtā sausā masa, izteikta procentos; rezultāts ir tā parauga daļa, kas paliek uz svēršanas pannas pēc mitruma iztvaikošanas,
- % R – mitruma saturs attiecībā pret sauso masu, kas iegūta žāvēšanas procesā, izteikta procentos; rezultāts ir parauga daļa, kas iztvaikojusi žāvēšanas procesā,
- g – parauga masa pēc žāvēšanas.

[Uzzināt vairāk](#)

Modeļi ar iekšējo pielāgošanu MA.X7.IC.A:

[Uzzināt vairāk](#)

