

PMV 50.5Y, Mitruma analizators

APRAKSTS

PMV 50.5Y mitruma analizators ir moderns risinājums mitruma satura mērīšanai paraugiem, kas satur ievērojamu daudzumu mitruma (līdz 100%). Žāvēšanas process tiek veikts ar mikroviļņu palīdzību, kas ļauj vienmērīgi uzsildīt visu parauga tilpumu. PMV 50.5Y, salīdzinot ar standarta mitruma analizatoriem, ievērojami saīsina žāvēšanas laiku.

PMV 50.5Y galvenās iezīmes:

- paredzēts tādu paraugu žāvēšanai, kuri satur ievērojamu mitruma daudzumu (līdz 100%),
- īpaši īss žāvēšanas laiks, salīdzinot ar tradicionālajiem mitruma analizatoriem un standarta žāvēšanas metodēm,
- risinājums uz mikroviļņu bāzes,
- vienmērīga visa parauga virsmas sildīšana,
- plaša žāvēšanas programmu datubāze,
- finiša režīms: manuāls, automātisks, laika definēts, lietotāja definēts,
- uzlaboti ziņojumi, laika un statistikas grafiki,
- vienkārša darbība skārienekrāna dēļ.



Komunikācijas saskarnes

Mitruma analizatoram ir vairākas sakaru saskarnes: 2 x USB-A, USB-C, HDMI, Interneta ports, bezvadu savienojums.

Digitālais svēršanas auditors

Nodrošina, lai jūsu analizators būtu gatavi lietošanai. Tas informē par nepieciešamību veikt svaru pārbaudi vai periodisku svaru precizitātes un jutīguma auditu.

10 collu displejs

Lielāks ekrāns — 10 collas — nozīmē vairāk informācijas vienuviet. Jaunajā ELLIPSIS terminali jūs redzēsiet līdz 3 ekrāniem, logrikiem, diagrammām, statusiem, piezīmēm, ērtu mērījumu vēsturi.

Bezkompromisa lietotāja verifikācija

Svari pārbaudīs lietotāju, izmantojot paroli, RFID karti, pirkstu nospiedumu lasītāju, sejas atpazīšanas mehānismu vai jebkuru to kombināciju.

Gaismas signāli — novatorisks veids, kā svāri sazinās ar lietotāju

Gaismas krāsa informēs par statusu, procesa rezultātiem, procedūrām vai brīdinājumiem.

Savienojamība

Lietojiet analizatoru jebkurā ar to savienotajā ierīcē. Tas var būt viedtālrunis, planšetdators vai dators.

RFID

ELLIPSIS darbojas ar RFID kartēm, kuras var izmantot, lai datubāzē marķētu jūsu produktus vai sastāva sastāvdaļas. Tās var arī izmantot, lai identificētu lietotāju.

Live Note — pierakstiet savas piezīmes

Šī ir pirmā reize, kad mērījumu sērijai vai procedūras atskaitei varat pievienot balsu piezīmi. Ja vēlaties to pierakstīt, ELLIPSIS ļauj pievienot teksta piezīmi.

Ērta bibliotēka

Šeit var atrast jaunāko mērījumu sēriju vai ziņojumu, kas ir gatavs digitālajam parakstam saskaņā ar 21 CFR 11. daļu.

Logriki

Gatavs jebkurā brīdī parādīt to, kas jums visvairāk nepieciešams.

[Uzzināt vairāk](#)