



Laboratorijas mēbeles


T-4 / T-4L

Galdi UV-boksiem ar atvilktni un riteņu bloķēšanu




T-4L-P

galds ar plauktiem



LF-1


laboratorijas atvilktnu skapis



Izmēri


T-4 (gxpxa)	800x600x745 mm
T-4L (gxpxa)	1290x600x770 mm
T-4L-P (gxpxa)	1290x600x1670 mm
LF-1 (gxpxa)	300x450x705 mm

T-4 montāžas shēma



Nosaukums	Daudzums, gab.
M6x40	4
M6x35	10
M6/9x12x15	4
montāžas atslēga	1
galda kāja	2
savienošanas stienis	3
galda virsma	1
atvilktnē	1
aizmugurējā siena	1


T-4L montāžas shēma




Nosaukums	Daudzums, gab.
M6x50	4
M6x40	6
M6x35	4
M6/9x12x15	6
montāžas atslēga	1
galda kāja	2
savienošanas stienis	1
galda virsma ar atvilktni	1
aizmugurējā siena	1

T-4L-P montāžas shēma

Nosaukums	Daudzums, gab.
M4x16	16
4,8x19	16
M6x45	4
M6x40	6
M6x35	4
M6x50	4
M6/9x12x15	10
montāžas atslēga	1
galda kāja	2
savienošanas stienis	1
galda virsma ar atvilktni	1
aizmugurējā siena	1
plaukts	2
plaukta balsts	2
atbalsta stūrīši	8



LF-1 montāža shēma



Nosaukums	Daudzums, gab.
atvilktnu skapis	1
ritenis	4

SIA "Biosan"

Rātsupītes ielā 7, korpuss 2, Rīgā, LV - 1067
tālrunis: 67426137; fakss: 67428101

<http://www.biosan.lv>