



Mobiliario de laboratorio


T-4 / T-4L

mesas móviles con cajón y bloqueos de ruedas




T-4L-P

mesa con estantes



LF-1


cajonera para laboratorio



Dimensiones generales


T-4 (l x an x al)	800 x 600 x 745 mm
T-4L (l x an x al)	1.290 x 600 x 770 mm
T-4L-P (l x an x al)	1.290 x 600 x 1.670 mm
LF-1 (l x an x al)	300 x 450 x 705 mm

Esquema de montaje T-4



Elemento	Cantidad
M6 x 40	4
M6 x 35	10
M6/9 x 12 x 15	4
llave hexagonal para montaje	1
pata de mesa	2
barra de unión	3
parte superior de la mesa	1
cajón	1
parte de atrás	1


Esquema de montaje T-4L




Elemento	Cantidad
M6 x 50	4
M6 x 40	6
M6 x 35	4
M6/9 x 12 x 15	6
llave hexagonal para montaje	1
pata de mesa	2
barra de unión	1
parte superior de la mesa con cajón	1
parte de atrás	1

Esquema de montaje T-4L-P

Elemento	Cantidad
M4 x 16	16
4,8 x 19	16
M6 x 45	4
M6 x 40	6
M6 x 35	4
M6 x 50	4
M6/9 x 12 x 15	10
llave hexagonal para montaje	1
pata de mesa	2
barra de unión	1
parte superior de la mesa con cajón	1
parte de atrás	1
estantería	2
soporte de la estantería	2
ménsula de la estantería	8



Esquema de montaje LF-1



Elemento	Cantidad
armario	1
rueda	4

Biosan SIA
Ratsupites 7, build.2, Riga, LV-1067, Letonia
Teléfono: +371 67426137 Fax: +371 67428101
<http://www.biosan.lv>

Versión 4, Noviembre de 2013