


Mobili da laboratorio


T-4 / T-4L

tavoli mobili con cassetto e blocco alle ruote




T-4L-P

tavolo con scaffali



LF-1


armadietto da laboratorio



Dimensioni generali


T-4 (lunghezza x profondità x altezza)	800x600x745 mm
T-4L (lunghezza x profondità x altezza)	1290x600x770 mm
T-4L-P (lunghezza x profondità x altezza)	1290x600x1670 mm
LF-1 (lunghezza x profondità x altezza)	300x450x705 mm

Schema di assemblaggio per T-4



Articolo	Quantità, pezzi
M6x40	4
M6x35	10
M6/9x12x15	4
chiave esagonale per assemblaggio	1
piede del tavolo	2
barra di collegamento	3
piano	1
cassetto	1
parete posteriore	1


Schema di assemblaggio per T-4L



Articolo	Quantità, pezzi
M6x50	4
M6x40	6
M6x35	4
M6/9x12x15	6
chiave esagonale per assemblaggio	1
piede del tavolo	2
barra di collegamento	1
piano con cassetto	1
parete posteriore	1

Schema di assemblaggio per T-4L-P

Articolo	Quantità, pezzi
M4x16	16
4,8x19	16
M6x45	4
M6x40	6
M6x35	4
M6x50	4
M6/9x12x15	10
chiave esagonale per assemblaggio	1
piede del tavolo	2
barra di collegamento	1
piano con cassetto	1
parete posteriore	1
scaffale	2
sostegno scaffale	2
staffa scaffale	8



Schema di assemblaggio per LF-1



Articolo	Quantità, pezzi
armadietto	1
ruota	4

Biosan SIA
Ratsupites 7, build.2, Riga, LV-1067, Lettonia
Telefono: +371 67426137 Fax: +371 67428101
<http://www.biosan.lv>

Versione 4, Novembre 2013