

# JB Nova, Водяные бани без перемешивания

## ОПИСАНИЕ

Качество и надёжность продукции сделали «Grant Instruments» ведущей фирмой среди мировых производителей водяных бань

- Set and Forget™ технология - быстрый нагрев, надёжный контроль температуры
- Простые в использовании элементы управления, ясный, яркий дисплей
- 3-летняя гарантия
- Блокировка экрана - отключает управления на передней панели
- Дренажный клапан (не на 5 л версии), лоток и крышка включены
- Защита от сухого старта и высыхания - предотвращает дорогостоящий ремонт



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем	5 / 12 / 18 / 26 л
Диапазон температуры	комн. t°C +5 to 95°C
Разрешение дисплея и шаг установки температуры	0.5°C
Стабильность температуры (DIN 12876) при 70°C	±0.5°C
Пользовательские точки калибровки	1
Питание	120 или 230 В

## КАТ. HOMEР

JBN5	230VAC 50/60Hz Euro plug
JBN5 US	120VAC 50/60Hz US plug
JBN12	230VAC 50/60Hz Euro plug
JBN12 US	120VAC 50/60Hz US plug
JBN18	230VAC 50/60Hz Euro plug
JBN18 US	120VAC 50/60Hz US plug
JBN26	230VAC 50/60Hz Euro plug
JBN26 US	120VAC 50/60Hz US plug