

# HSP-6/1000, plattform

## BESCHREIBUNG

Mit 6 Klammern für 1000ml-Kolben (360 x 400 mm)

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich	360 × 400 mm
Kolbenvolumen	1000 ml
Anzahl der Klammern	6



## KAT.-NUMMER

BS-010167-LK

Plattform HSP-6/1000

## ZUBEHÖR



ES-20/80

Software included, without platform  
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der ES-20/80 Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C

Software included, without platform  
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit Kühler

Der ES-20/80C Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)