

FC-250, klammer

BESCHREIBUNG

Klammer für 250 ml - Ø85 mm für UP-168



KAT.-NUMMER

BS-010126-JK

FC-250, klammer 250ml

ZUBEHÖR



UP-168
BS-010135-JK
plattform

Universalplattform für
Klammern.



ES-20/60
Without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der Orbitale Schüttler-Inkubator **ES-20/60** für biotechnologische und pharmazeutische Labore ist ein professionelles Instrument zur Kultivierung von Mikroorganismen und eukaryotischen Zellen, einschl. Tier-, Pflanzen- und Insektenzellen. Der Schüttler ist mit einem ...

[Mehr](#)



PSU-20i
Without platform
Multifunktionaler Orbitaler
Schüttler

Der Schüttler wurde für Anwendungen sowohl in kleinen spezialisierten als auch großen multidisziplinären Labors entwickelt: eine Auswahl von neun (9) verschiedenen austauschbaren Plattformen ermöglicht die Durchführung unterschiedlicher Verfahren und Methoden. ...

[Mehr](#)