

## PRSC-10, plattform

### BESCHREIBUNG

10 Röhren bis 25-30 mm Durchmesser (50 ml - Röhren)

### TECHNISCHE DATEN

Plattformtyp	optional
Röhren Durchmesser	20-30 mm
Röhren Volumen	50 ml
Kapazität	10



### KAT.-NUMMER

BS-010117-JK

Plattform PRSC-10



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Programmierbarer Rotator

Der programmierbare Rotator **Multi Bio RS-24** führt verschiedene Bewegungsarten in einem Modul durch. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht nicht nur eine vertikale Rotation (1) der Plattform, sondern auch reziproke Rotation (2) und ...

[Mehr](#)