

SC-24, block

BESCHREIBUNG

24 × 2 ml-Mikroröhrchen

■ TECHNISCHE DATEN

Menge von 2 ml Röhrchen

24



■ KAT.-NUMMER

BS-010120-EK

SC-24

SC-24, block Page 1 of 2



TS-100 Without thermoblock Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuerung für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

Mehr

SC-24, block Page 2 of 2