

# SC-24NC, block

## BESCHREIBUNG

24 x 1,5ml-Mikroröhrchen

## TECHNISCHE DATEN

Menge von 1,5 ml Röhrchen

2



## KAT.-NUMMER

BS-010143-GK

SC-24NC

## ZUBEHÖR



**TS-100C**

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C** bietet intensives Mischen und Temperaturregelung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



**TS-100C Smart**

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C Smart** bietet intensives Mischen und Temperaturregelung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)