

SC-24C, block

BESCHREIBUNG

24 × 2 ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 2 ml Röhrchen

24



KAT.-NUMMER

BS-010143-EK

SC-24C

ZUBEHÖR



TS-100C

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100C bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



TS-100C Smart

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100C Smart bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)