


B-2P, block

■ BESCHREIBUNG

B-2P Block für eine Deep-Well-Platte Porvair® 96/2000 µl - Cat.No. 219009



■ KAT.-NUMMER

BS-010159-EK

B-2P Block für eine Deep-Well-Platte Porvair®
96/2000 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)