

RR-U, Rotorhalter

BESCHREIBUNG

Rotorhalter



KAT.-NUMMER

BS-010208-UK

Rotorhalter RR-U

ZUBEHÖR



LMC-3000
Without rotor
Laborzentrifuge

LMC-3000 ist eine moderne Tischzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit für den Betrieb mit Mikrotestplatten und Zentrifugenröhrchen bis zu 50ml. Dieses Gerät wird häufig in Laboren mit biochemischem Profil eingesetzt.

Merkmale:

- Sanftes ...

[Mehr](#)



LMC-12
Without rotor
Laborzentrifuge

LMC-3000 ist eine moderne Tischzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit für den Betrieb mit Mikrotestplatten und Zentrifugenröhrchen bis zu 50ml. Dieses Gerät wird häufig in Laboren mit biochemischem Profil eingesetzt.

Merkmale:

- Sanftes ...

[Mehr](#)



LMC-4200R
Without rotor
gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperatursteuerung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperatursteuerung des sogen. „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die zur Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



BA-2/50
BS-010221-CK
Adapter

Adapter für 2
Zentrifugenröhrchen à 50 ml
(4er-Set)



BA-4/FT
BS-010221-YK
Adapter

Adapter für 4
Zentrifugenröhrchen mit
konischem Unterteil à 15 ml
(4er-Set)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adapter

Adapter für für vier Vacutainer-
Adapter (4er-Set). Inklusive 8–9
ml [16 x 100] Vacutainer-
Adapter, BN-16/100-16.



BA-4/RT
BS-010221-3K
Adapter

Adapter für 4
Zentrifugenröhrchen mit
rundem Unterteil à 10 ml (4er-
Set)



BA-8/5
BS-010221-FK
Adapter

Adapter für 8
Zentrifugenröhrchen à 5 ml
(4er-Set)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Adapter

Adapter für 14 röhrchen à 2 ml
(4er-Set)



R-6
BS-010208-DK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
konischem
Unterteil. Aluminiumeimer.



R-6P
BS-010208-XX
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
konischem Unterteil.
Plastikeimer (POM Kocetal).



Ri-6
BS-010221-HK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
konischem
Unterteil. Aluminiumeimer.



Ri-6P
BS-010221-IK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
konischem Unterteil.
Plastikeimer (POM Kocetal).



RMT-24
BS-010221-BK
Rotor

Festwinkelrotor für 24 - 1,5 oder
2 ml Mikroröhrchen



R-12/10
BS-010208-BK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
rundem Unterteil.



Ri-12/15
BS-010221-KK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
konischem Unterteil.



Ri-12/10
BS-010221-MK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
rundem Unterteil.



R-24/10
BS-010212-JK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
rundem Unterteil



Ri-24/10
BS-010221-LK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
rundem Unterteil



R-12/15
BS-010208-EK
Rotor

Ausschwingrotor für
Zentrifugenröhrchen mit
konischem Unterteil.



R-2
BS-010208-AK
Rotor

Ausschwingrotor für Standard-
96-Well-Mikrotiterplatten, PCR-
Platten mit Rand, Deepwell-
Platten bis 45 mm.



Ri-2
BS-010221-GK
Rotor

Ausschwingrotor für Standard-
96-Well-Mikrotiterplatten, PCR-
Platten mit Rand, Deepwell-
Platten bis 45 mm.



R-24GC
BS-010208-VK
Rotor

Rotor für 24 Gelkarten für
Blutgruppenserologietestung
(Forward Group, Reverse
Group, Rhd-Typ und
dreizelliges
Antikörperscreening) RCF 280 x

g



Ri-24GC
BS-010221-NK
Rotor

Rotor für 24 Gelkarten für
Blutgruppenserologietestung
(Forward Group, Reverse
Group, RhD-Typ und
dreizeiliges
Antikörperscreening) RCF 280 x
g