

B2-50, block

BESCHREIBUNG

Ø48 mm x 2 Sockel Tiefe 58 mm

TECHNISCHE DATEN

Tiefe	58 mm
Kapazität	2
Durchmesser	48 mm



KAT.-NUMMER

BS-010418-AK

B2-50



CH 3-150
Without thermoblock
Heiz- und Kühlthermostat

Der Combitherm-2 CH 3-150 wurde speziell zur Wärmestabilisierung von Materialien bei Temperaturen von -3°C bis +150°C - je nach Analysemethode - entworfen. Um nützliche Funktionalität und geringen Platzbedarf zu gewährleisten, ...

[Mehr](#)