

# B23-1.5, block

## BESCHREIBUNG

23 Sockel für 1,5ml-Mikroteströhrchen Tiefe 35 mm

## TECHNISCHE DATEN

Menge von 1,5 ml Röhrchen	23
Tiefe	35 mm



## KAT.-NUMMER

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150  
Without thermoblock  
Heiz- und Kühlthermostat

Der Combitherm-2 CH 3-150 wurde speziell zur Wärmestabilisierung von Materialien bei Temperaturen von -3°C bis +150°C - je nach Analysemethode - entworfen. Um nützliche Funktionalität und geringen Platzbedarf zu gewährleisten, ...

[Mehr](#)