

# TR-16/19, Gestell

## BESCHREIBUNG

Gestell für Proberöhrchen für  $\varnothing 16$  - bis  $\varnothing 19$ mm-Röhrchen, kapazität 16. 155x90x112mm

## TECHNISCHE DATEN

Kapazität	16
Röhrchengröße	$\varnothing 16-19$ mm



## KAT.-NUMMER

**BS-010406-FK**

Gestell für Proberöhrchen für  $\varnothing 16$  - bis  $\varnothing 19$ mm-Röhrchen, kapazität 16



**WB-4MS**  
With base BP-1 and lid  
Gerührtes Wasserbad

Der Wasserbadthermostat **WB-4MS** wurde für chemische, pharmazeutische, medizinische und biologische Forschungslabors entworfen.

Der **WB-4MS** bietet erhöhte Temperaturstabilisierung (bis 0,1°C) dank seines eingebauten Magnetrührers (Temperatureinstellung 250-1.000 rpm).

Leichtes Einrichten, hohe Temperaturgenauigkeit, ...

[Mehr](#)