

HTP-1, halter

■ BESCHREIBUNG

HTP-1, halter für Temperatursonde



■ KAT.-NUMMER

BS-010309-FK

HTP-1, halter für Temperatursonde

■ ZUBEHÖR



MMS-3000 BS-010305-AAF High-Speed Magnetrührer

Die MMS-3000 sind kompakte
Magnetrührer mit
Edelstahlarbeitsfläche. Die
Geräte bieten Rührung von
Flüssigkeiten bei einer
Rotationsgeschwindigkeit des
Magnetelements bis zu 3000
rpm. Bis heute ist es das
wertvollste Gerät mit ...

Mehr



MSH-300 BS-010302-OAA Magnetrührer mit Heizplatte

D e r MSH-300 ist ein Magnetrührer der neuen Generation. Die Einkapselung der Rührer ist aus Metall und mit Emaille pulverbeschichtet für chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Rührer sind mit ...

<u>Mehr</u>



Intelli-Stirrer MSH-300i BS-010309-AAA Magnetrührer mit Heizplatte

Der Intelli-Rührer MSH-300i ist ein Magnetrührer der neuen Generation. Die Einkapselung der Rührer ist aus Metall und mit Emaille pulverbeschichtet für chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Rührer sind ...

<u>Mehr</u>

HTP-1, halter Page 1 of 1