

# MC-1

## BESCHREIBUNG

Zentrifugalrührer (ø 60 mm)

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	358 × 60 (110) × 8 mm
-------------	-----------------------

Art	Zentrifugalrührer
-----	-------------------



## KAT.-NUMMER

BS-010306-EK

MC-1



**MM-1000**  
Without stirrer  
Rührwerkmultimixer

Der Überkopfrührer Multimischer **MM-1000** wurde zum Rühren von Flüssigkeiten mit einem Volumen von bis zu 20 Liter entworfen. Leiser und verlässlicher Mischer, der stabiles, laufendes Mischen bis zu 7 volle ...

[Mehr](#)