


# A-12, Adapter

## ■ BESCHREIBUNG

A-12, Adapter zum Arbeiten mit Reagenzgläsern mit 12 mm Außendurchmesser.



## ■ KAT.-NUMMER

BS-050102-IK

A-12 Adapter

## ■ ZUBEHÖR



DEN-1  
BS-050102-AAF  
Densitometer (Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 -  $180 \times 10^7$  Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)



DEN-1B  
BS-050104-AAF  
Densitometer (Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 -  $180 \times 10^7$  Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)