


## B-2SD, block

## BESCHREIBUNG

B-2SD Block für eine Deep-Well-Platte Slicprep<sup>™</sup> 96 - Cat.No. AB0932



## ■ KAT.-NUMMER

BS-010159-PK

B-2SD Block für eine Deep-Well-Platte Slicprep™ 96

B-2SD, block Page 1 of 2



**TS-DW**Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

• Inkubator; ...

<u>Mehr</u>

B-2SD, block Page 2 of 2