

LT-150, Höhenverstellbarer Tisch

■ BESCHREIBUNG

Elektrisch höhenverstellbarer Laborarbeitstisch.

- Das Set beinhaltet 2 Beine mit 2 Motoren.
- Controller mit Speicher 4 Speichermodi, digitale Höhenanzeige, Taster mit Auf-/Ab-Bewegung.
- Einstellbare Höhe: 625 1280 mm.
- Tragfähigkeit: 86 kg.
- Arbeitsfläche aus chemikalienbeständigem Hochdrucklaminat, Stärke 25 mm, blaue Kante.

■ TECHNISCHE DATEN

Höchstlast	86 kg
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1500 × 600 × 625 - 1280 mm
Gewicht	49 kg



■ KAT.-NUMMER

BS-040107-JK

LT-150, Höhenverstellbarer Tisch

■ ZUBEHÖR



LTD-1 BS-040107-OK Schublade

Schublade mit rutschfester Silikonmatte und Soft-Close-Funktion. Kann nachträglich montiert werden.



SBR-1 BS-040107-NK Steckdosenblock

Steckdosenblock, versenkbar, mit blauer LED.



LF-1 BS-050101-BK Schubladeneinheit

Labormöbel in neuem modularem Design bieten Flexibilität und sind benutzerfreundlich.

LT-150, Höhenverstellbarer Tisch
Page 1 of 1