

# TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors

## BESCHREIBUNG

Steriles TPP TubeSpin® Bioreaktor-Röhrchen, 50 ml, mit pH- und O2-Sensoren, 1 Stk.

## TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Röhrchen im Set	1
Volumen	50 ml



## KAT.-NUMMER

**BS-010170-AK**

Steriles TPP TubeSpin® Bioreaktor-Röhrchen, 50 ml, mit pH- und O2-Sensoren, 1 Stk.



#### RTS-8 Plus

Einschließlich TPP TubeSpin® Bioreaktorgefäße 50 ml, 20 Stück und sterile TPP TubeSpin® Bioreaktorgefäße 50 ml mit pH- und O2-Sensoren, 10 Stück  
Mehrkanal-Bioreaktor mit nicht-invasiver Echtzeit-Zellkonzentration pH- und O2-Messung

RTS-8 plus ist ein persönlicher Bioreaktor, der die patentierte Reverse-Spin®-Technologie verwendet, die eine nicht-invasive, mechanisch angetriebene, innovative Energiebewegung mit geringem Energieverbrauch anwendet, bei der die Zellsuspension durch die Drehung des ...

[Mehr](#)