

## SC-18, bloque

### DESCRIPCIÓN

20 microtubos de 0,5 ml + 12 microtubos de 1,5 ml

### ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,5 ml.	20
Cantidad de tubos de 1,5 ml.	12



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010120-AK

SC-18



TS-100  
Without thermoblock  
Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100 proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

[Leer más](#)