

SC-96A, bloque

■ DESCRIPCIÓN

Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml) para la PCR o para 12 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones o para 96 tubos de microanálisis de 0,2 ml

ESPECIFICACIONES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010120-FK

SC-96A

SC-96A, bloque Page 1 of 2



TS-100 Without thermoblock Agitador térmico para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100 proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Las funciones de calentamiento y mezclado se pueden realizar ...

Leer más

SC-96A, bloque Page 2 of 2