

# SC-24C, bloque

## DESCRIPCIÓN

24 microtubos de 2 ml

## ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 2 ml.

24



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010143-EK

SC-24C

## ACCESORIOS



TS-100C

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100C proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



TS-100C Smart

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100C Smart proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)