

# SC-96AC, bloque

## DESCRIPCIÓN

Microplaca de 96 pocillos (0,2 ml) para la PCR o para 12 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones o para 96 tubos de microanálisis de 0,2 ml

## ESPECIFICACIONES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)

1



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010143-FK

SC-96AC

## ACCESORIOS



TS-100C

Without thermoblock

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100C proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. Este modelo de agitador térmico se diferencia del TS-100 ...

[Leer más](#)



TS-100C Smart

Software incluido, sin bloque térmico

Agitador térmico con refrigeración para microtubos y placas PCR

El agitador térmico TS-100C Smart proporciona un mezclado intenso y control de temperatura de muestras en tubos de microanálisis o placa PCR. El nuevo modelo le permite controlar el dispositivo ...

[Leer más](#)