

## R-0.5/0.2M, rotor

### DESCRIPCIÓN

Rotor para 12 tubos de microanálisis de 0,5 ml y 12 tubos de microanálisis de 0,2 ml

### ESPECIFICACIONES

Cantidad de tubos de 0,5 ml.

12

Cantidad de tubos de 0,2 ml.

12



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010201-BK

Rotor R-0.5/0.2M



**FV-2400 Microspin**  
Con rotores R-1.5M, R-0.5/0.2M  
Mini centrifuga-agitador vórtex

La mini centrifuga/agitador vórtex Micro-Spin **FV-2400** está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

[Leer más](#)