

SR-16, rotor

■ DESCRIPCIÓN

Rotor para 2 tiras de microtubos de 0,2ml de 8 secciones

ESPECIFICACIONES

8-section strips 2

Cantidad de tubos de 0,2 ml.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010202-AK

Rotor SR-16

ACCESORIOS



FV-2400 Microspin Con rotores R-1.5M, R-0.5/0.2M Mini centrífuga-agitador vórtex

La mini centrífuga/agitador vórtex Micro-Spin FV-2400 está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

<u>Leer más</u>



FVL-2400N Combi-Spin Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2 Minicentrífuga-agitador vórtex

La mini centrífuga/agitador vórtex Micro-Spin FVL-2400N está especialmente diseñada para la investigación en ingeniería genética (para experimentos de diagnóstico PCR). Las unidades se pueden utilizar en laboratorios clínicos, bioquímicos y ...

Leer más



MSC-3000 Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2 Minicentrífuga-agitador vórtex Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin MSC-3000 es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin–Mix–Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

<u>Leer más</u>



MSC-6000

Including rotors R-1.5, R-0.5/0.2 Minicentrífuga-agitador vórtex Multi-spin

La centrífuga/agitador vórtex Multispin MSC-6000 es el producto de los muchos años de desarrollo de la tecnología Spin–Mix–Spin (Girar-Mezclar-Girar) que está diseñada para recoger microvolúmenes de reactivos en el ...

Leer más

SR-16, rotor Page 1 of 1