

# BN-13/75, conjunto adaptador

## DESCRIPCIÓN

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-13/75 para Vacutainer de 2-5 ml



## NÚMERO DE CATEGORÍA

**BS-010208-PK**

Para el rotor R-12/10, Ri-12/10 juego opcional de adaptadores (12 unidades) - BN-13/75 para Vacutainer de 2-5 ml



**LMC-3000**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



**LMC-56**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



**R-12/10**  
BS-010208-BK  
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base redonda



**Ri-12/10**  
BS-010221-MK  
rotor

Rotor basculante para tubo de centrífuga, con base redonda