

B2-50, bloque

DESCRIPCIÓN

2 tomas de Ø48 mm con profundidad de 58 mm

ESPECIFICACIONES

Profundidad	58 mm
Capacidad	2
Diámetro	48 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010418-AK

B2-50



CH 3-150
Without thermoblock
Termostato de calentamiento y refrigeración

Combitherm-2 CH 3-150 está especialmente diseñado para estabilizar térmicamente materiales a temperaturas de -3°C a $+150^{\circ}\text{C}$ atendiendo a métodos de análisis. Para obtener una funcionalidad útil y reducir el espacio ...

[Leer más](#)