

# TR-16/19, gradilla

## DESCRIPCIÓN

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de  $\varnothing 16$  a  $\varnothing 19$  mm, capacidad 16 tubos. 155x90x112 mm

## ESPECIFICACIONES

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Capacidad       | 16                     |
| Tamaño del tubo | $\varnothing 16-19$ mm |



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010406-FK

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de  $\varnothing 16$  a  $\varnothing 19$  mm, capacidad 16 tubos



**WB-4MS**  
With base BP-1 and lid  
Baño termostático con agitación

El baño termostático con agitación, **WB-4MS**, está diseñado para la investigación en laboratorios químicos, farmacéuticos, médicos y biológicos.

**WB-4MS** proporciona un aumento en la estabilización de la temperatura (hasta ...

[Leer más](#)