

TR-5/30, gradilla

■ DESCRIPCIÓN

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de ø30 mm, capacidad 5 tubos. 155x90x112mm

ESPECIFICACIONES

Capacidad Tamaño del tubo

ø 30 mm



■ NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010406-KK

Gradilla para tubos de ensayo para tubos de ø30 mm, capacidad 5 tubos

Page 1 of 2 TR-5/30, gradilla



WB-4MS With base BP-1 and lid Baño termostático con agitación

El baño termostático con agitación, WB-4MS, está diseñado para la investigación en laboratorios químicos, farmacéuticos, médicos y biológicos.

WB-4MS proporciona un aumento en la estabilización de la temperatura (hasta ...

Leer más