

CKG16, Kit de calibración

DESCRIPCIÓN

CKG16 para tubos de vidrio de 16 mm de diámetro, conjunto de 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 (partículas de látex).

ESPECIFICACIONES

Diámetro 16 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-050102-BK

CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

ACCESORIOS



DEN-1BS-050102-AAF
Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0.0–6.0 unidades McFarland (0 – 180×10⁷ células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

Leer más

DEN-1BBS-050104-AAF
Densitómetro (detector de turbidez por suspensión)

Los densitómetros están diseñados para la medición de la turbidez de la suspensión celular en el intervalo 0,0–6,0 unidades McFarland (0 – 180×10⁷ células/ml).

Los densitómetros proporcionan la oportunidad ...

<u>Leer más</u>



DEN-600 BS-050109-AAA fotómetro

DEN-600 es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600 usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método OP600 que

Leer más



DEN-600m Certificado IVD fotómetro IVD

DEN-600m (versión IVD) es el fotómetro portátil compacto con alimentación de la batería recargable. DEN-600m usa el sistema óptico con longitud de onda 600 nm, que permite aplicar: 1) método ...

<u>Leer más</u>

CKG16, Kit de calibración Page 1 of 1