

# Microfiltro - 0.22µm no estéril

## DESCRIPCIÓN



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-EK

Microfiltro - 0.22µm no estéril

## ACCESORIOS



**Labaqua Trace**  
BS-070105-A02  
sistema de agua ultrapura

**Labaqua Trace** produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.



**Labaqua HPLC**  
BS-070104-A02  
sistema de agua ultrapura

**Labaqua HPLC** produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labaqua HPLC**...

[Leer más](#)



**Labaqua Bio**  
Depósito de almacenamiento de 30 l  
sistema de agua ultrapura

El sistema **Labaqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.