


B-1R, bloque

DESCRIPCIÓN

Bloque B-1R para una placa de pocillos profundos Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-UK

Bloque B-1R para una placa de pocillos profundos Riplate® 96/1000 µl - Cat.No. 43001-0101



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)