

Dispensador remoto - grado 2

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dispensador remoto universal con manguera de suministro de 3 m y módulo de distribución de agua



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-070104-JK

Dispensador remoto

ACCESORIOS



Labaqua Trace

BS-070105-A02

sistema de agua ultrapura



Labaqua HPLC

BS-070104-A02

sistema de agua ultrapura



Labaqua Bio

Depósito de almacenamiento de 30 l sistema de agua ultrapura

Labaqua Trace produce agua que cumple con los requisitos de los métodos de análisis inorgánico.

Labaqua HPLC produce agua con un contenido de carbono orgánico (TOC) muy bajo que reúne los requisitos de los métodos de la cromatografía de líquidos. El agua de **Labaqua HPLC**...

[Leer más](#)

El sistema **Labaqua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.