

PP-4, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme plate avec tapis en silicone antidérapant pour boîtes de Petri, flacons de culture et cartes d'agglutination.

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail

215 × 215 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010108-BK

Plate-forme PP-4

ACCESSOIRES



ES-20

Without platform

Agitateur-incubateur orbital

L'ES-20 est un agitateur-incubateur de paillasse compact utilisé pour le mélange de liquides biologiques et la culture et l'incubation de liquides biologiques à partir d'un programme défini par l'opérateur ...

[Lire la suite](#)



SPM

BS-010111-BK

tapis adhésif double face

Tapis adhésif double face. SPM est compatible avec la plateforme PP-4, qui s'adapte à la fois à l'agitateur orbital PSU-10i et à l'incubateur ES-20.



PSU-10i

Without platform

Agitateur orbital

L'agitateur orbital PSU-10i comprend un système d'entraînement direct, un moteur sans brosse d'une durée de vie garantie de 35 000 heures et un système de chargement d'équilibrage automatique. Ces innovations ...

[Lire la suite](#)