

PP-400, plate-forme

DESCRIPTION

Plate-forme plate avec tapis en silicone antidérapant.

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail

360 × 400 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010135-FK

Plate-forme PP-400 avec un tapis de silicone

ACCESSOIRES



ES-20/60

Without platform

Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur orbital ES-20/60 pour laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques est un équipement professionnel conçu pour la culture de micro-organismes et de cellules eucaryotes, dont celles des animaux, des plantes et des ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80

Software included, without platform

Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C

Software included, without platform

Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)