

HSP-30/100, plate-forme

DESCRIPTION

Avec 30 pinces pour des fioles de 100 ml (360x400 mm)

CARACTÉRISTIQUES

Zone de travail	360 × 400 mm
Volume du ballon	100-150 ml
Nombre de pinces	30



NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-KK

Plate-forme HSP-30/100



ES-20/80
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)