

PRS-14, plate-forme

DESCRIPTION

14 tubes de 20-30 mm de diamètre (50 ml)

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du tube à essai	20-30 mm
Volume du tube à essai	up to 50 ml
Capacité	14
Type de plateforme	optional



NUMÉRO DE CAT.

BS-010118-BK

Plate-forme PRS-14



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Agitateur rotatif programmable

L'agitateur par rotation programmable **Multi Bio RS-60** utilise un seul module pour plusieurs types de mouvement. Le contrôle par microprocesseur permet de réaliser une rotation verticale (1), une rotation ...

[Lire la suite](#)